

# Marqueurs radiologiques en or

## Accessoires de radiothérapie

### Marqueurs radiologiques en or

Conçus pour obtenir un meilleur repérage de l'organe à traiter pendant les procédures de EBRT, IMRT et curiethérapie HDD.



### Deux types de marqueurs radiologiques en or préchargés dans des aiguilles pré-obturées.

#### Guidage pour la radiothérapie

Les marqueurs en or permettent d'améliorer la visualisation de la cible pendant les procédures de radiothérapie externe et de curiethérapie. Le placement des marqueurs dans les tissus mous ou les organes avant les traitements contribue à offrir une identification plus claire des régions anatomiques ou de l'organe cible et peut donc contribuer à une meilleure couverture dosimétrique.

#### Deux types de marqueurs radiologiques en or

Eckert & Ziegler BEBIG propose deux types de marqueurs : les marqueurs radiologiques en or Eckert & Ziegler BEBIG et les marqueurs radiologiques en or Mick™. Les marqueurs d'Eckert & Ziegler BEBIG sont la dernière nouveauté du catalogue de la société et ils disposent d'un manche rainuré afin de faciliter l'insertion de l'aiguille.

#### Marqueurs de différentes tailles

En fonction des besoins spécifiques et du site de traitement ciblé, différentes tailles de marqueurs sont disponibles. Les marqueurs radiologiques en or existent dans des longueurs de 3,0 mm et 5,0 mm ainsi que dans des diamètres de 1 mm et 1,2 mm. Ils sont préchargés dans des aiguilles 17 ou 18G. Tous les marqueurs offrent une visualisation sous amplificateur de brillance, rayons X, TDM, IRM, échographie et autres modalités d'imagerie.

#### Emballage individuel


Les marqueurs radiologiques en or sont disponibles dans différentes unités d'emballage. Selon le site de traitement prévu et la quantité de marqueurs nécessaires, ils peuvent être commandés dans des kits à aiguille unique ou dans de kits à trois aiguilles.

#### Des aiguilles préchargées pour plus de commodité

Les marqueurs sont préchargés dans des aiguilles pré-obturées. Ils sont livrés stériles et prêts pour une utilisation immédiate après ouverture de l'emballage au bloc opératoire, ce qui permet des procédures rapides.

#### Caractéristiques du marqueur radiologique en or

- Préchargé dans l'aiguille pré-obturée
- Différents diamètres disponibles : 1,0 mm ou 1,2 mm
- Différentes tailles disponibles : 3,0 mm ou 5,0 mm



Les marqueurs radiologiques en or sont préchargés individuellement dans une aiguille pré-obturée



**Eckert & Ziegler**  
Contributing to saving lives

# Marqueurs radiologiques en or

## Marqueur radiologique en or Mick™<sup>1</sup> – Tailles et unités d'emballage

Référence	Aiguille	Taille de marqueur	Emballage
1421-0303	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Lot individuel
1421-0304	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Kit de 3
1421-0305	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Lot individuel
1421-0306	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Kit de 3
1421-0307	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Lot individuel
1421-0308	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Kit de 3
1421-0309	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Lot individuel
1421-0310	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Kit de 3

## Marqueur radiologique en or Eckert & Ziegler BEBIG<sup>2</sup> – Tailles et unités d'emballage

Référence	Aiguille	Taille de marqueur	Emballage
1451-0303	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Lot individuel
1451-0304	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Kit de 3
1451-0305	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Lot individuel
1451-0306	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Kit de 3
1451-0307	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Lot individuel
1451-0308	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Kit de 3
1451-0309	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Lot individuel
1451-0310	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Kit de 3

Les produits mentionnés ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Eckert & Ziegler BEBIG local.

### Siège principal :

**Eckert & Ziegler  
BEBIG SA**  
Rue Jules Bordet  
Zone Industrielle C  
7180 Seneffe  
Belgique

Téléphone +32 64 520 811  
Fax +32 64 520 801  
info@bebig.com

### Fabricants :

#### <sup>1</sup> CP Medical, Inc.

803 NE 25th Avenue  
Portland, OR 97232  
États-Unis

#### <sup>2</sup> Riverpoint Medical

825 NE 25th Avenue  
Portland, OR 97232  
États-Unis

### Ventes régionales, marketing et services :

Europe, Moyen-Orient et Afrique,  
Amérique latine, Asie-Pacifique

**Eckert & Ziegler  
BEBIG SA**  
Rue Jules Bordet  
Zone Industrielle C  
7180 Seneffe  
Belgique

Téléphone +32 64 520 811  
Fax +32 64 520 801  
info@bebig.com

Amérique du Nord

**Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.**  
Une société du groupe Eckert & Ziegler BEBIG  
521 Homestead Avenue

Mount Vernon, NY 10550  
États-Unis

Téléphone +1 914 667 3999  
Fax +1 914 665 8834  
sales@micknuclear.com